

〔ダイジェスト〕

## 13 いのちのバトン事業について

### ◆事業のポイント

高齢の方や障がいのある方の救急時に備え、救急医療情報シート（かかりつけ医や緊急連絡先などを記載）を入れた専用容器（バトン）を冷蔵庫に保管し、救急時に適切で迅速な対応ができるように取り組んでいます。

### ◆設置方法

①救急医療情報シートを記載します。

（保険証のコピーや顔写真、薬剤情報を入れるとより正確に情報が伝わります）

②シートを専用容器に入れ冷蔵庫に入れます。

③冷蔵庫のドアにマグネット、玄関内側にシールを貼ります。

\*申込先 本会地域福祉課、各総合福祉センター地域福祉担当